

## EverGo™ Konzentrator

Das Produkt ist es wert einen Blick darauf zu werfen. Es ist mit 2 Batterien ausgestattet und einer aufwendig gebauten Tragetasche. Die Batterien reichen ca. 8 Stunden (alle 2 Batt.) bei der Einstellstufe 2 am Gerät. Patienten mit 2 l/min-Therapie sollten aber auf die Stufe 3 stellen, da dann erst mit einem Einschussbolus (Sauerstoffabgabe bei Sparautomatik) vom 35ml die kontinuierliche Flowmenge erreicht wird. Also reicht der 2l/min Patient mit Stufe 3 dann ca. 6 bis 6,5 Stunden, je nach seiner Atemgeschwindigkeit.

Die Ladezeit der Batterie dauert ca. 2 bis 3 Stunden, bei totaler Leere der Batterie.

Der EverGo™ hat Sauerstoffeinstellungen des Flow's von: 1 – 6 mit den Schaltschritten 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6. Das entspricht einer O<sub>2</sub>-Abgabe von 12 bis 70ml je nach Einstellung (Stufe 2 = 23 ml, 3 = 35 ml, 4 = 47 ml, 5 = 59 ml, 6 = 70 ml)

Nun das Gewicht des Produktes sollte jeder Patient selber testen. Ca. 4,9 kg hatte mein Testgerät komplett mit Tragetasche. Mit allem Zubehör wie Transformator und Umformer, sowie allen Kabeln habe ich ein Gewicht von 6,05 kg gewogen. Natürlich kann man abspecken und das Gerät nur mit einer Batterie und einem Gewicht von 4,25 kg betreiben. Da jeder Mensch Lärm unterschiedlich empfindet, sollten Sie bei Interesse am Produkt ein Testgerät anfordern und sich

dann erst entscheiden. Produkte in einer bestimmten Preisklasse sollte man nie vom Prospekt kaufen!!!

Natürlich besitzt das Gerät auch die notwendigen Alarmerichtungen wie: kein Atmen, zu wenig Sauerstoffreinheit, zu hohe Atemfrequenz, techn. Fehleralarm, Akkustand – Alarm. Wichtig für das Wohlbefinden fast alle Alarme können abgeschaltet werden (Ruhe in der Kirche oder Oper usw.).

Mit dem EverGo™ ist ein neuer Kandidat zur Langzeit-Sauerstofftherapie auf den deutschen Markt gekommen, der rein zur Mobilität entwickelt wurde. Für viele unserer Mitpatienten ist die Mobilität das wichtigste Kriterium ihrer Erkrankung – ohne Mobilität keine Lebensqualität.

Ich hoffe das Gerät findet seine Freunde und die Herstellerfirma ihr Geschäft.

Hans Dirmeier, Ehrenvorstand der Dt. SHG LOT e.V.

### KONTAKT

**Hersteller und Vertreiber-Firma:**

**Respironics 1001 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668 (USA)**

**Ansprechpartner in Deutschland:**

**Respironics Deutschland  
Gewerbestraße 17, D-82211 Herrsching**



EverGo™ in den verschiedensten Anwendungen